

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR À PROPOS DE VOTRE PLÂTRE DE CONTACT TOTAL

Quelle est la gravité de mon ulcère du pied?

Malheureusement, si elles sont non traitées les plaies du pied diabétique peuvent devenir sérieuses, ce qui représente un risque d'amputation ou d'autres conditions extrêmement graves. La gestion précoce et efficace de la plaie est la voie la plus sécuritaire pour prévenir les complications. Avec le plâtre de contact total, votre médecin a choisi une méthode reconnue qui, selon les essais cliniques, guérit les plaies de pied en 6 semaines 9 fois sur 10, même si les taux et les temps de guérison peuvent varier.¹

Qu'est-ce que le plâtre de contact total?

Un plâtre de contact total est un plâtre utilisé pour aider la guérison en minimisant la pression et la friction au site de la plaie, habituellement pour les plaies de pied diabétique.

Comment aide-t-il la guérison?

Un TCC est en «contact total» avec le pied et le bas de la jambe afin de redistribuer le poids loin de la plaie. Il permet la guérison même lorsque vous marchez.

À qui s'adresse-t-il?

Habituellement, il est utilisé chez les patients traités pour des ulcères du pied diabétique, la neuroarthropathie de Charcot et la protection de sites chirurgicaux post-opératoires.



Gérer une plaie avec un TCC peut l'aider à guérir plus vite et plus confortablement lorsqu'il est utilisé avec un plan de soins qui est personnalisé pour vous par votre fournisseur de soins de santé.

Une étude a démontré que 89 % des plaies guérissent en 6 semaines avec le plâtre TCC, même si les taux et les temps de guérison variaient dans d'autres études.^{1,2}

Demandez à votre médecin de vous expliquer ce que le plâtre TCC-EZ® peut faire pour vous.

PRÉCAUTIONS: le système de plâtre de contact total TCC-EZ® doit être recommandé et supervisé par un médecin ou un fournisseur de soins de santé agréé. Si l'état vasculaire n'est pas adéquat pour la guérison, si la plaie est infectée ou qu'elle implique des structures plus profondes (tendon, capsule articulaire, ou os à découvert), n'appliquez pas le plâtre TCC-EZ®. L'infection doit être éliminée avant de traiter les patients avec le plâtre TCC-EZ®. L'usage ou le retrait inappropriés du plâtre pourraient causer des blessures sérieuses.

Le plâtre TCC-EZ® devrait être enlevé et le patient réévalué avant de le réappliquer dans toutes les circonstances suivantes:

- Si le plâtre est desserré, frotte, ou bouge
- Si le plâtre cause de la douleur
- Si le patient a de la fièvre, des frissons, des nausées, ou vomit
- Si le plâtre se mouille
- Si le patient ou le fournisseur de soins de santé a une autre source de préoccupation, comme la claustrophobie



104 Shorting Road, Toronto, ON M1S 3S4 Canada
T: 416.299.4003 | Sans Frais: 800.387.5302
C: customerservice@dermasciences.com

www.TCCEZ.com
www.TCCPatient.com

UNE ENTREPRISE DE RÉGÉNÉRATION TISSULAIRE

1. Armstrong DG, et al. Off-loading the diabetic foot wound. Diabetes Care 24:1019-1022, 2001
2. Bloomgarden ZT: American Diabetes Association 60th Scientific Sessions, 2000. Diabetes Care 24:946-951, 2001.
© 2014 Derma Sciences, Inc. Tous droits réservés. TCC Patient Info-001



APPLICATION PLUS RAPIDE, MEILLEUR CONFORT

Taux de guérison des plaies de
89%
avec le plâtre TCC^{1,2}

Passer la **NORME D'EXCELLENCE** à la prochaine génération



Relâchez la pression.

RENSEIGNEMENTS À L'INTENTION DES PATIENTS

www.TCCPatient.com



Qu'est-ce que le plâtre de contact total TCC-EZ®?

Le TCC-EZ® est la méthode de plâtre disponible la plus avancée, utilisée pour aider à promouvoir la guérison et réduire la pression près de la région de la plaie. Son enveloppe extérieure spécialement conçue vous fournit un soutien et une stabilité supérieurs. C'est aussi le système le plus rapide et le plus facile à appliquer, en moins de 10 minutes.



Pourquoi mon médecin l'a recommandé dans mon cas?

Votre médecin a déterminé que la norme reconnue en matière de soins, le plâtre de contact total (TCC), est le meilleur traitement pour la plaie que vous avez au pied. Le TCC est considéré comme la **NORME D'EXCELLENCE** en matière de soins pour réduire la pression (soins de décharge) sur votre plaie.

Pendant combien de temps je porterai le TCC?

La durée du traitement avec le TCC sera déterminée par votre médecin après avoir évalué les progrès de la guérison.

À quelle fréquence le plâtre est-il changé?

Le premier changement se fera 2-3 jours après la première application de plâtre. Par la suite, les changements de plâtre se feront environ une fois par semaine, tel que déterminé par votre médecin.

Est-ce que le TCC sera enlevé quand ma plaie sera guérie?

Vous devrez porter le plâtre pendant 1 à 2 semaines supplémentaires après la guérison de votre plaie afin de s'assurer que votre peau est revenue à son épaisseur normale.

À quel genre de progrès je peux m'attendre?

Les taux et les temps de guérison varient selon la littérature médicale, mais certaines études ont démontré que jusqu'à **89 % des patients** ayant des plaies de pieds diabétiques déchargées avec le TCC guérissent en 6 semaines environ.^{1,2}

Comment cela changera-t-il ma vie quotidienne?

Le TCC vous permettra de maintenir un style de vie relativement actif en vous permettant de marcher tout en suivant le traitement pour votre plaie au pied.

Qu'est-ce que je pourrai faire avec le TCC?

Diminuez vos activités pendant les 24 premières heures après l'application du plâtre. Après ce délai, vous pouvez retourner graduellement à vos activités normales avec une prudence appropriée. Si un TCC-EZ® a été appliqué avec une botte, **NE MARCHEZ PAS** sans la botte extérieure solidement attachée sur le plâtre.

Est-ce que j'aurai besoin d'aide?

Puisque vous ne marcherez pas comme d'habitude, vous aurez besoin de l'aide de vos amis et de votre famille pour accomplir certaines tâches quotidiennes. Cela est fréquent, et vous verrez que les gens seront prêts à vous aider durant ces semaines de convalescence. Si vous ne savez pas ce que vous pouvez faire ou ne pas faire seul, consultez votre médecin.