

# FLEXINET™


## Flexible Tubular Net Dressing

### Features and Benefits:

- Holds dressing firmly in place without adhesive tape
- Allows maximum airflow
- Will not unravel when cut
- Specially woven to eliminate small irritating knots
- Easy to apply
- Reduces dressing time
- Convenient 25-yard lengths
- Available in a range of sizes to accommodate all body parts and patient sizes
- Latex-Free

The exact size of net to be used is determined by the patient's weight, size and by the bulkiness of the dressing

Flexinet™ is used in Burn Centres, Emergency Clinics, Hospitals and Industrial Health Clinics.



Catalog No.	Size	Stretched Width	Recommended Application
FX-100	1	17.5 cm	Fingers, toes, wrist
FX-200	2	20.3 cm	Small hand, arm, leg, foot
FX-300	3	25.7 cm	Medium hand, arm, leg, foot
FX-400	4	31.1 cm	Large hand, arm, leg, foot
FX-500	5	38.1 cm	Small head, shoulder, thigh
FX-550	5.5	50.1 cm	Medium head, shoulder, thigh
FX-600	6	64.8 cm	Large head, shoulder, thigh
FX-700	7	73.7 cm	Small chest, back, perineum, axilla
FX-800	8	82.6 cm	Medium chest, back, perineum, axilla
FX-900	9	91.4 cm	Large chest, back, perineum, axilla
FX-1000	10	96.5 cm	X-Large chest, back, perineum, axilla



Derma Sciences, Inc.  
 104 Shorting Road  
 Toronto, ON M1S 3S4  
 P: 416.299.4003 | Toll Free: 800.387.5302  
 Email: [customerservice@dermasciences.com](mailto:customerservice@dermasciences.com)  
[canada.dermasciences.com](http://canada.dermasciences.com)

# FLEXINET<sup>MC</sup>


## Pansement en filet tubulaire flexible

### Caractéristiques et avantages

- Maintient le pansement fermement en place sans ruban adhésif
- Permet un débit maximum d'air
- Ne s'effilochera pas une fois coupé
- Tissés spécialement pour éliminer les petits noeuds irritants
- Facile à appliquer
- Réduit le temps d'application de pansement
- Longueur pratique de 25 verges
- Disponible dans une gamme de grandeurs pour s'adapter à toutes les parties du corps et tailles des patients
- Sans latex

La taille exacte du filet à utiliser est déterminée par le poids et la taille du patient et par l'épaisseur du pansement.

Flexinet<sup>MC</sup> est utilisé dans les Centres pour brûlés, les Cliniques d'urgence, les Hôpitaux et les Cliniques industrielles de santé.



No. de catalog	Taille	Largeur Étiré	Utilisation Recommandée
FX-100	1	17,5 cm	Doigts, orteils, poignets
FX-200	2	20,3 cm	Petite main, bras, jambe, pied
FX-300	3	25,7 cm	Moyenne main, bras, jambe, pied
FX-400	4	31,1 cm	Grande main, bras, jambe, pied
FX-500	5	38,1 cm	Petite tête, épaule, cuisse
FX-550	5.5	50,1 cm	Moyenne tête, épaule, cuisse
FX-600	6	64,8 cm	Grande tête, épaule, cuisse
FX-700	7	73,7 cm	Petite poitrine, dos, périnée, aisselle
FX-800	8	82,6 cm	Moyenne poitrine, dos, périnée, aisselle
FX-900	9	91,4 cm	Grande poitrine, dos, périnée, aisselle
FX-1000	10	96,5 cm	Plus Grande poitrine, dos, périnée, aisselle



Derma Sciences, Inc.  
 104 Shorting Road  
 Toronto, ON M1S 3S4  
 T: 416.299.4003 | Sans Frais: 800.387.5302  
 Courriel: [customerservice@dermasciences.com](mailto:customerservice@dermasciences.com)  
[canada.dermasciences.com](http://canada.dermasciences.com)